


DANSK

HURTIG START GUIDE



Strømindikator

Tidsvisning / visning af arbejdscyklus

Tilstandsvisning

Intensitet "-" knap
- Tryk for at reducere
massageintensiteten

Tidsknap
- Tryk kort for at justere
tidsindstillingen

Tænd/sluk-knap / Indstilling af trykenhed

Hold knappen nede for at tænde eller slukke enheden.

Tryk kort for at skifte luftryksenhed mellem kPa og mmHg.

Luftryksvisning / gearindikator / fejlindikator

Trykområdevisning

Intensitet "+" knap
Tryk kort for at øge
massageintensiteten

Tilstandsknap

1. Tryk kort for at skifte mellem massageprogrammer.

2. Hold knappen nede, indtil du hører to bip, for at aktivere fastpunktmassage.

For at afslutte fastpunktmassage, hold knappen nede igen.

HURTIG START GUIDE




Placér stofbetrækket omkring dine ben.



Luk lynlåsen helt.



Juster hovedenheden med monteringsåbningerne og sæt den på plads.




Når installationen er fuldført, tænd for enheden og begynd brugen.

Bemærk: Produktets faktiske udseende kan afvige fra illustrationerne.

SVENSKA

SNABBSTARTSGUIDE



Strömindikator

Tidsvisning / visning av
arbetscykel

Lägesvisning

Intensitet “-”-knapp
- Tryck kort för att minska
massageintensiteten

Tidsknapp
- Tryck kort för
att justera tidsin-
ställningen

Strömknapp / Tryckenhet-
inställning

Håll ned för att slå på eller
stänga av enheten.

Tryck kort för att växla
luftrycksenhet mellan kPa
och mmHg.

Luftrycksvisning /
växelindikator /
felindikator

Tryckzonsvisning

Intensitet “+”-knapp
- Tryck kort för att öka
massageintensiteten

Lägeknapp

1. Tryck kort för
att växla mellan
massageprogram.


2. Håll ned tills du hör
två pip för att aktivera
fastpunktmassage.

För att avsluta fast-
punktmassage, håll
ned knappen igen.

SNABBSTARTSGUIDE




Placera tygöverdraget runt benen.



Stäng dragkedjan ordentligt.



Justera huvudenheten med monteringsfästena och sätt den på plats.




När installationen är klar, slå på enheten och börja använda den.

Obs: Produktens faktiska utseende kan skilja sig något från bilderna.

NORSK

HURTIGSTARTVEILEDNING



Strømindikator

Tidsvisning / visning av arbeidsintervall

Modusvisning

Intensitet “-”-knapp
- Trykk kort for å redusere massasjeintensiteten

Tidsknapp
- Trykk kort for å justere tidsinnstillingen

Strømknapp / Trykkenhet-sinnstilling

Hold inne for å slå enheten av eller på.

Trykk kort for å bytte lufttrykkenhet mellom kPa og mmHg.

Lufttrykksvisning / girindikator / feilmelding

Trykksonedisplay

Intensitet “+”-knapp
- Trykk kort for å øke massasjeintensiteten

Modusknapp

1. Trykk kort for å bytte mellom massasjemoduser.


2. Hold inne til du hører to pip for å aktivere fastpunkt-massasje.

For å avslutte fastpunktmodus, hold inne knappen igjen.

HURTIGSTARTVEILEDNING




Plasser stofftrekket rundt bena dine.



Lukk glidelåsen godt.




Juster hovedenheten med monteringsporene og sett den på plass.



Når installasjonen er fullført, slå på enheten og begynn å bruke den.

Merk: Produktets faktiske utseende kan avvike noe fra illustrasjonene.

PIKAOPAS



Virran merkkivalo

Ajanäyttö / työjakson näyttö

Tilanäyttö

Intensiteetti "-"-painike
- Paina lyhyesti vähentääksesi hieronnan voimakkuutta.

Ajastinpainike
- Paina lyhyesti säättääksesi ajastimen kestoa.

Virtapainike / Paineyksikön asetus

Pidä painiketta painettuna käynnistääksesi tai sammuttaaksesi laitteen.

Paina lyhyesti vaihtaaksesi ilmanpaineysikön kPa:n ja mmHg:n välillä.

Ilmanpaineen näyttö / vaihteen merkkivalo / virheilmoitus

Painetun alueen näyttö

Intensiteetti "+"-painike
- Paina lyhyesti lisätääksesi hieronnan voimakkuutta.

Tilapainike

1. Paina lyhyesti vaihtaaksesi hierontatilojen välillä.


2. Paina pitkään, kunnes kuulet kaksi äänimerkkiä, siirtyäksesi kiinteään pisteen hierontatilaan.

Poistuaksesi tästä tilasta, pidä painiketta uudelleen painettuna.

PIKAOPAS




Aseta kangaspäällyste
jalkojesi ympärille.



Sulje vetoketju huolellisesti.




Kohdista pääyksikkö kiinnity-
saukkoihin ja aseta se paikalleen.



Kun asennus on valmis, käynnistä
laite ja aloita käyttö.

Huom: Tuotteen todellinen ulkonäkö saattaa poiketa kuvista.

QUICK START GUIDE



Power indicator

Time display /
working cycle display

Mode display

Intensity "-" button
- Press briefly to reduce
massage intensity

Timer Button
- Press briefly to
adjust timer duration

Power Button / Pressure
Unit Setting

Press and hold to turn the
device on or off.

Press briefly to switch the
air pressure unit between
kPa and mmHg.

Air pressure display /
gear indicator /
error indicator

Pressure zone display

Intensity "+" button
- Press briefly to increase
massage intensity

Mode button
1. Press briefly
to switch between
massage modes.


2. Press and hold
until you hear two beeps
to enter fixed-point
massage mode.

To exit fixed-point
mode, press and hold
the button again.

QUICK START GUIDE




Place the fabric cover around your legs.



Zip it up securely.



Align the main unit with the mounting slots and insert it into place.



Once installation is complete, switch on the device and begin use.

Note: The actual appearance of the product differ from illustrations.