



 **Steffca**

**Foldbart Engangsansigtsvisir VI-05**


 **Steffca**

**Disposable Face Shield VI-05**




**STEFFCA®**


## Sådan folder du visiret



1. Læg visiret på en plan overflade med hals og arme øverst.



2. Fold halsen ned, uden at bøje plastikken.



3. Fold armene ind mod midten og lås dem fast i de udskårne huller. Tjek at de er låst ordentligt fast.



4. Placér det elastiske bånd i de yderste huller, og stram til.

## Sådan tager du visiret på

- Tag fat i visiret, og tag fat i elastikken med den ene hånd.
- Hold fast på toppen af visiret med den anden hånd.
- Træk elastikken tilbage, og placér visiret foran ansigtet.
- Træk elastikken over hovedet og sæt den på plads i nakken.
- Tjek at visiret sidder korrekt.

Husk at fjerne beskyttelsesfilmen fra begge sider



## Visirets rette brug

Visiret er beregnet til at beskytte brugeren mod dråber og sprøjt og reducerer derved risikoen for dråbebarne infektioner. Visirets design gør, at det kun yder en delvis beskyttelse mod virus, bakterier og andre biologiske agenser.

Visiret er til engangsbrug men kan dog genbruges på brugerens ansvar. Visiret beskytter ikke mod mekaniske påvirkninger. Visiret kan anvendes sammen med ansigtsmasker. Visiret kan opbevares under almindelige lagerforhold (indendørs, tørt, uopvarmet eller opvarmet lagerlokale). Opbevaret korrekt, har visiret en holdbarhed på 5 år.

Visiret er ikke sterilt ved levering, men kan rengøres og desinficeres efter behov. Rengør med sæbe og desinficer med IPA Sprit. Visiret kan ikke repareres, og der leveres ikke reservedele til det.

## Advarsler

Undlad at bruge et visir, hvis det er beskadiget. Hvis et visir beskadiges eller ridses under brug, skal det kasseres og erstattes med et nyt.

Vær opmærksom på, at materialer, der kommer i kontakt med huden, kan forårsage hudirritation hos sensitive brugere ved længere tids brug. Sker dette, kan man i første omgang prøve at skifte til et nyt visir og se, om det hjælper.

Hvis det ikke hjælper, skal man undlade at bruge Steffcas ansigtsvisir, indtil irritationen er væk.

## Mærkning

Visiret er mærket med: STEFFCA CE  
STEFFCA = Fabrikantkode  
CE = European Conformity

## Sikkerhed

Visiret opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler, direktivet 2001/95/EC om generel produktsikkerhed og den harmoniserede standard, EN 166:2001, "Øjenværn, almene krav".



**EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING**

Identifikation af fabrikanten:

STEFFCA A/S  
Romsøvej 24, 5800 Nyborg, Danmark

Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar for at erklære, at produktet:

**Steffca Engangsansigtsvisir, model VI-05**

som ligger i risikokategori: Risikokategori II

er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU harmoniseringslovgivning:

Reference nr.	Titel
2016/425/EU	Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF
2001/95/EC	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EC af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed

og følgende harmoniserede standarder:

Nr.	Titel
EN 166:2001	Øjenværn, almene krav

Det bemyndigede organ

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH,  
Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany  
Registreringsnummer 0196


har foretaget EU-typeafprøvning (Modul B) og udstedt EU-typeafprøvningscertifikat XXXX

Underskrevet for og på vegne af STEFFCA A/S


Nyborg, d. 4. juni 2020

Mikkel Steffensen  
Eksportchef, indehaver


## How to fold the face shield



1. Lay the face shield-sheet on a flat surface.



2. Fold over the neck without bending the plastic.



3. Align the arms and lock them in the cutouts. Make sure they are securely locked.



4. Insert the fabric elastic band in the holes and tighten the band.

## How to use the face shield

- Grab the face shield and hold the elastic with one hand.
- Grab the top of the face shield with your other hand.
- Pull back the elastic and place the face shield in front of the face.
- Pull the elastic over your head and place it on the back of your head.
- Make sure that the face shield is placed correctly.

Please remember to remove the protective film on both sides



## Correct usage

The face shield protects against drops and splashes of liquids. This reduces the risk of a droplet infection. Due to its design, full protection against viruses, bacteria or other biological agents is only given to a limited extent.

The face shield is disposable and reuse is at the discretion of the user. The face shield does not offer protection against mechanical agents. It can be used with face masks. The face shield can be stored under normal storage conditions (indoors, dry, unheated, or heated storage room). If the face shield is stored correctly, it has a 5-year life span.

The face shield is not sterile upon delivery but can be disinfected prior to usage if necessary. Clean with soap water, disinfect with IPA-alcohol. The face shield cannot be repaired, and no spare parts are available.

## Warnings

Do not use the face shield if it is damaged. Please note that materials that have direct contact with the skin may cause skin irritation for some sensitive users during prolonged use. If this happens, you can initially try to switch to a new shield.

If that does not help, do not use Steffca's face shield until the irritation is gone.

## Marking

The face shield is CE marked: STEFFCA CE  
STEFFCA = Manufacture code  
CE = European Conformity

## Safety

The face shield is CE-marked and meets the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC.

The shield meets the general requirements of the harmonized standard EN 166:2001 on protective eyewear.




**EU DECLARATION OF CONFORMITY**

Identification of the manufacturer:

STEFFCA A/S  
Romsøvej 24, DK-5800 Nyborg, Denmark

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer to declare that the product:

**Steffca Single Use Visor, model VI-05**

in risk category:

Risk category II

is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Reference no.	Title
2016/425/EU	Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC
2001/95/EC	Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on General Product Safety

and the following harmonised standards:

No.	Title
EN 166:2001	Personal eye-protection – Specifications

The notified body

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH,  
Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, Germany  
Notified body number 0196

performed the EU type-examination (Module B) and issued EU type-examination certificate XXXX

Signed for and on behalf of STEFFCA A/S

Nyborg, 4 June 2020

Mikkel Steffensen  
Export manager, Owner





# STEFFCA®



STEFFCA A/S

Romsøvej 24 • 5800 Nyborg • Tlf. 6531 3102

E-mail: [info@steffca.dk](mailto:info@steffca.dk) • [www.steffca.dk](http://www.steffca.dk)



STEFFCA A/S

Romsøvej 24 • DK-5800 Nyborg • Tel. +45 6531 3102

[info@steffca.dk](mailto:info@steffca.dk) • [www.steffca.dk](http://www.steffca.dk)