

Elektroder til hjertestarter og trainer

Elektroderne findes i fire forskellige varianter.

- Voksen elektroder

Varenummer: CUNF -0A05

- Pre-connect elektroder

Varenummer: CUNF-0A0903PF

- Børne elektroder

Varenummer: CUNF -0A12

- Elektroder til NF 1200 iPad Trainer.

Varenummer: CUNF -0A01



Elektrodepakkerne har en holdbarhed på 36 mdr. i ubrudt emballage herefter skal de udskiftes.

Specifikationer

Voksen elektroder

- 2 selvklæbende, polymer, engangs elektroder til monitorering, defibrilering, synkroniseret DC stød og ekstern pacing.

Pre-connect elektroder

- 2 selvklæbende, polymer, engangs elektroder til monitorering, defibrillering, synkroniseret DC stød og ekstern pacing.
- Elektroderne kan sættes direkte i hjertestarteren, så denne er klar til brug ved en nødsituation.

Børne elektroder

- Kun til brug med NF 1200 iPad.
- 2 selvklæbende polymer.
- Bruges til børn op til 8 år, eller 25 kg.
- Må kun bruges til defibrillering, og ikke ekstern pacing eller monitorering.

Elektroder til NF 1200 iPad Trainer.

- Kun til brug med NF 1200 iPad Trainer
- Elektroderne kan genanvendes ca 20 gange.

Kontaktinformation